

Улыбайтесь радостно, открыто и искренне,
бодро, уверенно и смело, загадочно, ирриво,
сексуально, с заботой и поддержкой,
нежностью и теплом, от всей души!

Aesthetic SAPPHIRE

Сапфировые брекеты



+7 (495) 966-03-04
www.pumpagroup.ru



FORESTADENT[®]
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS



Сапфировые брекететы Aesthetic SAPPHIRE



Сегодня компания FORESTADENT представляет новые лигатурные, полностью запрограммированные, полупрозрачные сапфировые брекететы Aesthetic (Эстетик)



Сапфировые брекететы Aesthetic получили уникальное свойство — изменять цвет в зависимости от оттенка эмали зуба. Поликристаллическая структура материала преломляет луч света, попавший на брекет, так, что он не сверкает и не бликует.

Визуально брекететы сливаются с цветом эмали зуба подобно хамелеону, прячущемуся в листе.



Основным и главным критерием сапфировых брекетов является их беспроблемное снятие по окончании лечения. Новые сапфировые брекететы Aesthetic снимаются так же, как металлические — целиком, без сколов и повреждений. Инструмент для снятия тот же, что и для керамических безлигатурных брекетов Quick.



Инструмент для снятия сапфировых брекетов Aesthetic и керамических Quick

При снятии весь адгезив остается на поверхности зуба, что предотвращает повреждение и брекета, и эмали зубов.

Очевидные достоинства сапфировых брекетов Aesthetic

- Самые незаметные среди всех эстетических брекетов, представленных на мировом рынке, за счет особенности материала, имеющего разный коэффициент преломления света
- Высочайший уровень полировки паза обеспечивает трение дуги в пазе брекета меньшее, чем у керамических брекетов с металлическим или стеклянным пазом
- За счет применения мелкодисперсной керамики увеличилась прочность брекета
- Анатомическая форма площадки брекета и наличие удаляемой маркировки облегчает его позиционирование и идентификацию
- Брекететы снимаются как металлические, без сколов и повреждений эмали зуба. Один инструмент для снятия сапфировых брекетов Aesthetic и керамических Quick

Пропись Roth

Верхняя челюсть				№ для заказа			
Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация	.018 Пр.	.018 Лев.	.022 Пр.	.022 Лев.
Центральный резец	+12	+5	0	G764-0103	G763-0103	G764-0101	G763-0101
Боковой резец	+8	+9	0	G764-0203	G763-0203	G764-0201	G763-0201
Клык	-2	+11	4 Мезиально	G764-0313	G763-0313	G764-0311	G763-0311
1-й премоляр	-7	0	0	G763-0513	G763-0513	G763-0511	G763-0511
2-й премоляр	-7	0	0	G763-0513	G763-0513	G763-0511	G763-0511
Нижняя челюсть				№ для заказа			
Резцы	0	0	0	G763-1203	G763-1203	G763-1201	G763-1201
Клык	-11	+7	2 Мезиально	G764-1413	G763-1413	G764-1401	G763-1401
1-й премоляр	-17	0	0	G763-1513	G763-1513	G763-1511	G763-1511
2-й премоляр	-22	0	0	G763-1613	G763-1613	G763-1611	G763-1611

Пропись MBT

Верхняя челюсть				№ для заказа			
Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация	.018 Пр.	.018 Лев.	.022 Пр.	.022 Лев.
Центральный резец	+17	+4	0	G762-0103	G761-0103	G762-0101	G761-0101
Боковой резец	+10	+8	0	G762-0203	G761-0203	G762-0201	G761-0201
Клык	-7	+8	0	G7620313	G761-0313	G762-0311	G761-0311
1-й премоляр	-7	0	0	G761-0413	G761-0413	G761-0411	G761-0411
2-й премоляр	-7	0	0	G761-0513	G761-0513	G761-0511	G761-0511
Нижняя челюсть				№ для заказа			
Резцы	-6	0	0	G761-1203	G761-1203	G761-1201	G761-1201
Клык	-6	+3	0	G762-1413	G761-1413	G762-1401	G761-1401
1-й премоляр	-12	0	0	G761-1513	G761-1513	G761-1511	G761-1511
2-й премоляр	-17	0	0	G761-1613	G761-1613	G761-1611	G761-1611