



Керамика

Новое видение эстетики

Брекеты QuickClear® с новым лигирующим механизмом без металлических элементов — безальтернативная привлекательность

**FORESTADENT**[®]
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

Ваши требования превыше всего, и поэтому мы даем Вам самое лучшее!

В компании Forestadent мы постоянно ставим новые задачи для того, чтобы реализовывать в жизни высокие стандарты, которых мы придерживаемся. Результатом длительных и интенсивных исследований и разработок стали новые, полностью эстетические брекететы, в которых абсолютно не используется металл. Они стали новой звездой на небосводе эстетической продукции, новой вехой в ее развитии.

Новые брекететы Quicklear® с керамической крышкой являются воплощением той линии, которой мы последовательно придерживаемся на протяжении многих лет. Вы должны быть в состоянии предложить Вашим даже самым взыскательным пациентам брекететы, с помощью которых можно создать идеальную, натуральную улыбку не только быстро и комфортно, но и — самое главное — красиво. Вы будете впечатлены тем, насколько брекететы Quicklear® с керамической крышкой соответствуют всем эстетическим требованиям, и как Вы сможете лечить своих пациентов, сочетая брекететы Quicklear® с керамической крышкой с другой нашей продукцией самого высокого уровня — нашими проверенными керамическими брекетами Quicklear® с металлической клипсой и брекетами Aesthetic.



Драгоценные Уникальные Без металла

Идеальная эстетика брекетов
QuicKlear® с керамической крышкой


Теперь у Вас появилась возможность соответствовать самым высоким требованиям в области эстетики лечения, так как компания Forestadent предлагает первые в мире самолигирующие брекеты, в которых и основание, и крышка брекета изготовлены из керамики.

То есть, полупрозрачные брекеты QuicKlear® с керамической крышкой идеально соответствуют цвету зуба, и эту картину не портят никакие металлические части.

Помимо того, что Ваши пациенты будут прекрасно выглядеть, они также смогут оценить отличные рабочие качества брекетов, которые эффективно отрабатывают торк и ротацию.

Механизм лигирования делает Вашу работу быстрой и эффективной и является лишь одним из преимуществ новых брекетов. В любом случае, самой главной привлекательной чертой при выборе брекетов QuicKlear® с керамической крышкой является то, что нет более эстетичного способа создать идеальную улыбку. Ваши пациенты это, безусловно, оценят.

**FORESTADENT**[®]
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS



Брекеты QuicKlear® с новым лигирующим механизмом — ничего, кроме преимуществ

Материал брекета

Самый эстетичный самолигирующий брекеты из всех выпускаемых в мире. Полностью изготовлен из просвечивающейся керамики. С закругленными краями для абсолютного комфорта в полости рта. Идеально соответствует цвету зуба и не меняет цвет в процессе использования.

Крылья брекетов

Позволяют накладывать эластичную цепочку после установки дуги.

Точное и быстрое перемещение зубов

Четыре контактные точки паза брекета и закругленные края уменьшают трение и снижают риск заклинивания дуги в пазе.

Отработка торка

Четырехгранный паз, низкий профиль брекета и широкая скользящая крышка позволяют устанавливать дугу высотой .025" для максимальной передачи значений торка и проводить эффективную ротацию зуба.



100% производство в Германии

Доверяйте нам для получения наилучших результатов!

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

Точная идентификация и позиционирование брекетов

Каждый брекеты имеет свою цветную маркировку и вертикальную линию, что исключает ошибки при идентификации брекета. Маркировка стирается после начала использования.

Широкая, закрывающая паз брекета скользящая крышка
Изготовлена из просвечивающейся керамики, которая не меняет цвет и обеспечивает хороший контроль ротации зуба.

Легкость открывания и закрывания

Скользящая крышка, изготовленная из керамики, позволяет быстро и просто менять дуги. В отличие от аналогов, механизм скольжения не имеет металлических элементов и гарантирует оптимальную эстетику.

Эффективная гигиена

Скользящая крышка смещается (открывается) к десне, что защищает механизм открывания от попадания пищи.

Основание брекета

Запатентованное основание Quick® было разработано и проверено на естественной поверхности более 4000 зубов по всему миру. При снятии клей остается на поверхности зуба, что предотвращает повреждение брекета, и эмали зуба. Один инструмент Pauls-tool для всех брекетов Quick®, QuicKlear®, Aesthetic.



Эстетика

никогда раньше
не была такой полной

Новые брекететы Quicklear® с керамической крышкой –
убедительны во всем

- Первые полностью эстетичные брекететы фирмы Forestadent с корпусом и "чудо"-крышкой брекета, выполненными из керамики.
- Не имеют металлических частей, поэтому ничто не ухудшает эстетику брекетов, и конечно же, они подходят для пациентов с непереносимостью никеля.
- Широкий механизм закрывания брекета – крышка очень широкая для эффективной ротации зуба.
- Безопасность и чистота – крышка открывается в сторону десны, что защищает механизм от повреждения при жевании, а также препятствует накоплению остатков пищи.
- Четырехгранный паз, позволяющий дуге высотой 0.025" максимально обрабатывать заложенный торк.
- Полупрозрачность – брекет идеально соответствует цвету зуба и не изменяет свой цвет.
- Самолигирование для быстрого и простого использования.
- Защищены патентом: Брекеты Quicklear® имеют основание с обратными крючками, которое было разработано и запатентовано с учетом естественных изгибов поверхности более 4000 зубов со всего мира.
- Оптимальная адгезия – основание с обратными крючками обеспечивает идеальную механическую адгезию.
- Низкое трение – наличие контактных точек и закругленных краев паза снижают заклинивание и поломку дуги.
- Снятие брекетов без распиливания и поломок. Специальный инструмент Pauls-Tool облегчает процесс дебондинга.
- 100% сделано в Германии.

Доверяйте нашим высоким стандартам качества.

*Брекеты Quicklear® с керамической крышкой в настоящее время
доступны на верхнюю челюсть с 5 по 5.*

*Для нижней челюсти
могут быть выбраны следующие четыре
варианта аппаратуры:*



FORESTADENT[®]
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS



2D Лингвальные брекеты



BioQuick® самолигирующие
металлические брекеты



QuickClear® с металлической клипсой
самолигирующие керамические брекеты



Aesthetic: сапфировые брекеты

Лучшая комбинация — более привлекательный результат

Одновременное применения вестибулярных и лингвальных брекетов — путь к достижению успеха.

Наши новые полупрозрачные керамические брекеты QuickClear® с керамической крышкой пока доступны только для верхней челюсти. Но есть интересные варианты комбинирования этих брекетов с другими брекетами. Например, с вестибулярными брекетами Aesthetic (сапфировые брекеты), QuickClear® (с металлической клипсой), BioQuick (металлические брекеты) или с лингвальными брекетами. Последний вариант рекомендуется применять в случаях глубокого прикуса, так как пациенты с такой окклюзией накусывают зубами верхней челюсти брекеты на нижней челюсти. Так как керамика тверже эмали, это может привести к повреждению последней. Поэтому в случаях глубокого прикуса рекомендуется использовать вестибулярные брекеты на верхней челюсти и лингвальные брекеты на нижней челюсти. К тому же, использование двух совершенно разных техник имеет и другие преимущества:

- Фиксацию брекета можно проводить без разобщения прикуса;
- Появляется возможность фиксации брекетов ближе к режущему краю в переднем сегменте нижней челюсти для быстрого и эффективного выравнивания зубов;
- Лингвальные брекеты можно позиционировать ближе к центру резистивности зуба во избежание протрузии зубов;
- На нижней челюсти лечение можно начинать до завершения выравнивания зубов на верхней челюсти.



Наши лингвальные брекеты 2D идеально подходят для такого комбинированного лечения. Преимущества этих брекетов для Вас и Ваших пациентов:

- Самые плоские лингвальные брекеты в мире (высота от 1,3 до 1,6 мм) для максимального комфорта пациентов;
- Самолигирование для простоты использования;
- Лингвальные брекеты 2D являются стандартными для всех пациентов и не требуют индивидуального изготовления;
- Опытные доктора могут самостоятельно осуществлять все этапы лечения без привлечения специалистов извне;
- «Двойные крылья» брекетов для контроля ангуляции и ротации зубов;
- Различные варианты конструкции брекетов.



2D Mini® — особенно миниатюрные для использования в случаях сильной скученности



2D Plus — с частично квадратным пазом для реализации торка отдельных зубов



2D с T-образным крючком для использования с эластичной цепочкой



Действительно практически НЕЗАМЕТНЫЕ Делают Вас более привлекательными

Брекеты QuicKlear® с металлической клипсой для достижения быстрых результатов.

В нашей линейке керамических брекетов брекет-системы QuicKlear® с металлической клипсой являются активной самолигирующей брекет-системой, с которой удобно работать и, благодаря широкой интерактивной клипсе, максимально отработать ангуляцию, ротацию и торк зубов. Они произведут приятное впечатление на Вас и Ваших пациентов за счет своей полупрозрачности.

- Полупрозрачная керамика. Разработана для Вас, незаметна на Ваших пациентах.
- Практически незаметная клипса — хром-кобальтовая клипса не блестит за счет матовой обработки поверхности.
- Удобство в использовании, простое открывание и закрывание клипсы помогает в работе.
- Надежная фиксация — со специально разработанным основанием, идеально фиксируется к поверхности зуба.
- Оптимальное прилегание — на основании проведенного исследования 4000 зубов по всему миру основание брекета было адаптировано для идеального прилегания к поверхности любых зубов



- Легкость в применении — брекет-системы с металлической клипсой доступны для 5-5 зубов на верхней челюсти и 3-3 зубов на нижней челюсти.
- Легкость при снятии — используя специальный инструмент, брекет можно легко снять без распиливания.
- Возможность использования с другими брекетами — возможна комбинация с брекетами BioQuick и BioQuickLP.

FORESTADENT[®]
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

Разве можно произвести ВПЕЧАТЛЕНИЕ без брекетов Aesthetic SAPPHIRE?

Основной причиной выбора сапфировых брекетов является потребность пациента всегда хорошо выглядеть.

Перед брекетами Aesthetic трудно устоять, потому что их цвет идеально соответствует цвету зубов. Эти брекеты прозрачные, не отражают свет и поэтому еще менее заметны на зубах.

За счет дизайна основания эти брекеты преломляют свет и при стандартном лигировании оптически прозрачны. Они отвечают самым высоким стандартам абсолютной эстетики.

Края паза закругленные, что способствует уменьшению трения. Процесс дебондинга стал проще, занимает меньше времени и нервов. С помощью специального инструмента Pauls-Tool эти брекеты легко снимать без распиливания или поломки.

- Великолепная эстетика – прекрасно пропускают свет, брекеты идеально соответствуют цвету зуба.
- Более привлекательные – брекеты прозрачные, но не блестящие, даже с влажной поверхностью.
- Стандартное лигирование – проверенное и надежное – делает брекет менее заметным.
- Брекет не окрашивается – так как не содержит частей из пластмассы.
- Простой процесс дебондинга – с помощью специального инструмента Pauls-Tool эти брекеты легко снимать без распиливания и поломки.
- Легкость в применении – брекеты доступны для 5-5 зубов на верхней челюсти и 5-5 зубов на нижней челюсти.



FORESTADENT[®]
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS



Легко фиксировать Легко снимать


С нашими инструментами все легко!



У брекетов QuicKlear® с керамической крышкой, QuicKlear® с металлической клипсой и Aesthetic много общих преимуществ. С ними легко работать и получать прекрасные улыбки с максимальной эстетикой. И также их просто снимать с помощью инструмента Pauls-Tool. Этот специальный инструмент нашей собственной разработки прост в применении и может использоваться с наклоном как в мезиальном, так и в дистальном направлении. Без повреждения брекета или эмали зуба. Без поломок или распиливания. В конце лечения или при необходимости дебондинга брекетов снимите брекеты с помощью инструмента Pauls-Tool, проведите пескоструйную обработку и приклейте снова. Вот так легко и просто.

Инструмент для открывания брекетов фирмы Forestadent делает работу простой и легкой. Самолигирующие брекеты QuicKlear® с керамической крышкой и QuicKlear® с металлической клипсой легко открываются с помощью классического инструмента для открывания.

FORESTADENT[®]
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS



Самые
красивые брекететы
заслуживают
самых
красивых дуг!

Наши дуги Cosmetic®

Если Вы используете для пациентов брекететы высокого качества, то несомненно, Вам необходимы дуги столь же высокого качества. Для своих самых эстетичных брекетов компания Forestadent предлагает самые эстетичные дуги линии BioCosmetic.

Они состоят из NiTi сплава, что делает дуги стабильными и суперэластичными.

Они эффективны в работе и удобны для пациента.

Термочувствительность дуг также создает дополнительный комфорт для пациентов.

При приеме холодной пищи или напитков пациенты чувствуют некоторое ослабление давления дуги.

Покрытие из медицинского Тефлона в цвет зубов делает дуги незаметными и обеспечивает низкое трение.

Тефлон – материал гидрофобный, поэтому не окрашивается пищей и напитками.

Дуги доступны в круглом и прямоугольном сечениях для правильного выбора в лечении Ваших пациентов.

1 Стартовый набор брекетов QuickKlear с металлической клипсой

- Брекеты QuickKlear с металлической клипсой + брекеты BioQuick (16+4)*
- Дуги BioStarter .012" на ВЧ + НЧ
- Модель брекета QuickKlear® с металлической клипсой (10:1)
- Инструмент для установки дуг
- Инструмент для открывания брекетов
- Инструмент «Pauls-Tool» для снятия керамических брекетов
- Типодонт с брекетами
- Стопора (50 шт.)

* Наборы брекетов доступны в прописях Roth .018", .022" и MBT .022", для 3 или 6 пациентов соответственно

2 Стартовый набор брекетов QuickKlear с керамической крышкой

- Брекеты QuickKlear с керамической крышкой на ВЧ 5-5, брекеты BioQuick LP на НЧ 5-5, набор для 3 пациентов*
- Дуги BioCosmetic на ВЧ+НЧ в ассортименте (10 шт.)
- Модель брекета QuickKlear® с керамической крышкой (10:1)
- Инструмент для установки дуг
- Инструмент для открывания брекетов
- Инструмент «Pauls-Tool» для снятия керамических брекетов
- Типодонт с брекетами

* Наборы брекетов доступны в прописях Roth .018", .022" и MBT .022"

3 Стартовый набор 2D лингвальных брекетов


- 2D® Лингвальные брекеты, набор для 5 пациентов ВЧ + НЧ
- Дуги BioLingual на ВЧ + НЧ в ассортименте (10 шт.)
- Шаблон для определения формы дуг BioLingual
- Инструмент для открывания 2D лингвальных брекетов
- Типодонт с брекетами
- 1 CD диск «2D Лингвальные брекеты»



FORESTADENT[®]
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

C501-1842

Инструмент
для открывания брекетов



Инструмент
для установки дуг



501-0861

Щипцы для снятия
брекетов



C501-0828



C501-0815

Инструмент Pauls-Tool для снятия
керамических брекетов



+7 (495) 966-03-04
www.pumpagroup.ru